

**Bexen cardio**  
Ready for life

# Reanibex 200

**Defibrillatore  
Semiautomatico  
Esterno**



2 versioni:

1. Visualizzazione delle icone
2. Visualizzazione ECG o icone

Bifasico fino a 200 Joule

Algoritmo AED universale per pazienti adulti e pediatrici

Batteria al litio con autonomia di oltre 400 scariche

Trasmissione dati IrDA

Autotest giornaliero

Metronomo durante RCP

# Reanibex 200.

## Portatile e leggero.



Visualizzazione icone o ECG

Molto semplice, solo due pulsanti per funzionare

Autotest giornaliero

Protocollo di rianimazione audio e visivo

Elettrodi di defibrillazione monouso per adulti e pediatrici

### CARATTERISTICHE

- Tecnologia bifasica.
- Algoritmo AED universale per pazienti adulti o pediatrici.
- Energia: 200 joule per adulti e 50 per pediatrici.
- Messaggi acustici e visivi per guidare l'utente durante l'utilizzo.
- Protocollo RCP configurabile.
- Metronomo durante RCP.
- Batteria al litio con autonomia di oltre 400 scariche.
- Configurato secondo le linee guida ERC / AHA 2015 e aggiornamento al 2017.
- Autotest giornaliero per garantire il corretto funzionamento dello strumento.
- Robusto e resistente adatto ad ogni ambiente.
- Portatile e leggero per una facile portabilità in qualsiasi situazione.
- Software opzionale per la memorizzazione e la revisione di dati ECG.

### ACCESSORI

- Elettrodi monouso per defibrillazione adulti e pediatrici.
- Borsa da trasporto.
- Supporto per ambulanza (certificato in EN1789).
- Applicazione software "REANIBEX Data Manager" per la gestione dei dati.
- Teca per fissaggio alla parete. Sistema di allarme opzionale. Altri modelli disponibili con sistemi di comunicazione (GSM, GPRS), videosorveglianza...



### Bexen cardio

Osatu, S.Coop.  
Edificio Zearrekobuelta  
Subida de Areitio, 5  
48260 Ermua (Spain)

Tel: +34 943 170 220  
Fax: +34 943 170 227  
info@bexencardio.com  
www.bexencardio.com

