

Bexen cardio
Ready for life



Reanibex 500

**Monitor
Defibrillatore
Manuale/AED
con Pacing non
invasivo e SpO2**

Manuale e AED fino a 360J

Algoritmo AED universale per
pazienti adulti o pediatrici

Dispositivo per supporto/
feedback alla RCP in tempo
reale (Push Pad)

Ampio display a colori 5.7"

Possibilità di configurare lo
schermo in modalità ad alto
contrasto

Modalità "autotraining"

Reanibex 500.

Robusto e compatto.

Pulsossimetria con tecnologia Masimo SET

Ampio display a colori (5,7")

Elettrodi di defibrillazione monouso per adulti e pediatrici

Indicatore di stato dell'apparecchiatura



2 porte USB: per la connessione a memory stick USB e PC

Assistenza alla RCP con feedback (Dispositivo Push Pad)

Elettrodi per pazienti adulti e pediatrici

Cavo ECG a 3 derivazioni

CARATTERISTICHE

- Tecnologia bifasica.
- Algoritmo AED universale per pazienti adulti o pediatrici.
- Strumento leggero con possibilità di monitoraggio (IEC 60601-2-27).
- Cavo ECG a 3 derivazioni.
- Cardioversione sincronizzata.
- Pacing non invasivo (opzionale).
- Pulsossimetro con tecnologia Masimo SET (opzionale).
- Dispositivo "Push Pad", feedback sulla qualità della frequenza e profondità delle compressioni toraciche in tempo reale (opzionale).
- Ampio display a colori 5,7".
- Possibilità di configurare lo schermo in modalità ad alto contrasto.
- Configurato secondo le linee guida ERC / AHA del 2015 e aggiornamento al 2017.
- Autotest giornaliero per garantire il corretto funzionamento dello strumento.
- Connessione USB (2 porte).
- Robusto e compatto per un facile utilizzo in qualsiasi ambiente.
- Facile da usare e molto intuitivo.

ACCESSORI

- Elettrodi monouso per defibrillazione per pazienti adulti e pediatrici.
- Elettrodi ECG per pazienti adulti e pediatrici.
- Borsa da trasporto.
- Supporto per ambulanza (certificato EN 1789: 2007).
- Cavo ECG a 3 derivazioni.
- Sensori SpO2 Masimo SET.
- Dispositivo "Push Pad".
- Batteria ricaricabile e batteria non ricaricabile.
- Caricabatterie esterno.
- Doppio caricabatterie esterno a 12 V (CC) e 220 V (CA).
- Applicazione software "REANIBEX Data Manager" per la gestione dei dati.
- Batteria ricaricabile per la modalità di auto-training.



(1)



(3)



(2)



(4)

Bexen cardio

Osatu, S.Coop.
Edificio Zearrekobuelta
Subida de Areitio, 5
48260 Ermua (Spain)

Tel: +34 943 170 220
Fax: +34 943 170 227
info@bexencardio.com
www.bexencardio.com

